

# CHIRAFLEX

## Mandrin - Luer Lock

### Návod na použitie MANDRÉN (Obturátor) na jedno použitie



- Opis:** Obturátor na jedno použitie. Sterilný, netoxický, nepyrogénny.
- Komponenty:** Obturátor.
- Oblasť použitia:** Používa sa na uzatvorenie intravaskulárnej kanyly na dlhšiu dobu.
- Zákaz:** Nepoužívať u pacientov so známou precitlivosťou na niektorý z použitých materiálov (Polypropylen).



1. Pred použitím overte, či je v poriadku platnosť sterility, úplnosť balenia, č. šarže a dátum expirácie;
2. Produkty majú byť použité okamžite po otvorení obalu a znehodnotené po použití;
3. Tento výrobok smie používať iba kvalifikovaný lekár alebo zdravotnícky pracovník;
4. Len na jedno použitie. Po prvom použití okamžite zlikvidujte;
5. Opakovaná sterilizácia alebo opakované použitie môže spôsobiť infekciu alebo vzájomné krížové pôsobenie.



1. V závislosti od veľkosti intravaskulárnej kanyly vyberte vhodný typ obturátora;
2. Prekontrolujte neporušenosť balenia, datum spotreby. Obturátor vyberte z balenia;
3. Opatrne odstráňte kryt z intravaskulárnej kanyly a zasuňte obturátor do kanyly;
4. Obturátor musí tesne priliehať v intravaskulárnej kanyle;
5. Pred podaním lieku alebo liečiva, obturátor vyťahnite.



Varovanie



Pozri návod na používanie



Katalógové číslo



Kód dávky



Dátum výroby



Použiteľné do



Sterilizované etylénoxidom



Výrobca



Nepoužívať opakovane



Zákaz opakovanej sterilizácie



Nepoužívať, ak je obal poškodený



Apyrogénny




Chrániť pred slnkom



Hranice teploty



Uchovávať v suchu

 CHIRANA T. Injecta, a.s.  
Nám. Dr. Schweitzera 194  
916 01 Stará Turá  
Slovak Republic  
Tel.: +421/32/7709 991

[www.t-injecta.com](http://www.t-injecta.com)