

# NÁVOD NA POUŽITIE

## CHIRAWAY Trojcestný uzavrací ventil

### POUŽITÉ MATERIÁLY:

*Polypropylén, Polycarbonát, HDPE.*

### POUŽITIE:

- Podávanie dvoch liekov alebo roztokov súčasne.

### KONTRAINDIKACIE:

- Podávanie vysoko viskózných tekutín.
- Rozsiahle transfúzie krvi.
- Nepoužívať u pacientov so známou precitlivosťou na niektorý z použitých materiálov.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Po odobraní bieleho uzáveru (Luer Lock) pripojte I.V. infúzny set k jednému alebo dvom portom trojcestného uzavracieho ventilu.
2. Otvorte svorky I.V. infúznej hadičky a vypustte vzduch z trojcestného uzavracieho ventilu.
3. Ukazovateľ smeru na rukoväti naznačuje smer prúdenia a môže súčasne podávať dva druhy roztokov alebo liečiv.
4. Rukoväť otočte do uzavracieho polohy.
5. Pripojte Luer k venepunkčnému zariadeniu pomocou mierneho otočenia s axiálnou silou, zapojte zostavu Luer Lock otočením konektoru Luer Lock.
6. Otočte rukoväť do otvorenej polohy a nastavte prietok infúznej súpravy.

### UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte, ak je balenie otvorené alebo poškodené.
- Trojcestný uzavrací ventil použite ihneď po otvorení jednotkového balenia.
- Tento výrobok môže používať iba kvalifikovaný lekár alebo zdravotnícky pracovník.
- Niektoré organické rozpúšťadlá, dezinfekčné prostriedky na bázi alkoholu, infúzne roztoky a látky s vysokou hodnotou pH môžu spôsobiť praskanie materiálu uzavracieho ventilu.
- Výrobok by mal používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál.
- Nesterilizujte opakovane. Zlikvidujte po jednom použití.
- Opätovné použitie alebo čistenie výrobku môže ovplyvniť jeho štruktúrne a mechanické vlastnosti. Môže spôsobiť infekciu alebo iné onemocnenie/poranenie.
- Výrobok je nutné vymeniť a zlikvidovať v súlade so schváleným protokolom zariadení alebo smernicami CDC.
- Spoločnosť **CHIRANA T. Injecta** nezodpovedá za žiadne priame náhodné alebo následné škody vyplývajúce z opakovaného použitia výrobku.

### VAROVANIE:

- Lipidy je možné používať iba s výrobkami Chiraway Pro.

### CHIRANA T. Injecta, a.s.

Nám. Dr. Schweitzera 194  
916 01 Stará Turá  
Slovak Republic  
Tel.: +421/32/7709 991

 [www.t-injecta.com](http://www.t-injecta.com)

**CE**  
2460

  
**CHIRANA**  
T. Injecta



Varovanie



Pozri návod na používanie



Katalógové číslo



Nepoužívať opakovane



Kód dávky



Dátum výroby



Použiteľné do

**STERILE EO**

Sterilizované etylénoxidom



Výrobca



Výrobok neobsahuje LATEXU



Neobsahuje ftaláty



Nepoužívať, ak je obal poškodený



Apyrogénny



Chrániť pred slnkom



Hranice teploty



Uchovávať v suchu